



# LATTICE senza polvere:



## Protezione del corpo: guanti

### Descrizione e composizione:

**Guanti usa e getta in lattice senza polvere e non sterili.**

Fabbricati in lattice di colore bianco di prima qualità.  
Polsino lungo con bordo.

Protezione contro rischi chimici e microorganismi.

Disponibili in 4 taglie: S-XL.

Adatti per l'uso ambidestro.

**AQL 1.5**

**Categoria III**

Colori:



**Cat. III**

Categoria III



Certificati per uso alimentare



Certificati per uso sanitario

| Taglie | Rif.   | Prodotto   |
|--------|--------|--|
| S      | 911520 | Guanti usa e getta<br>Lattice senza polvere<br>(100 unità) |
| M      | 911521 |  |
| L      | 911522 |  |
| XL     | 911523 |  |

### Permeazione di prodotti chimici:

Acido cloridrico (20%)  
Acido solforico (30%)  
Bromuro di etidio  
Formaldeide (soluzione 4%)  
Glutaraldeide (soluzione 3%)  
Idrossido di sodio (40%)

| Prodotto chimico   | Livello/tempo di passaggio medio |
|--------------------|----------------------------------|
| Acido solforico    | Livello 1 / > 10 min             |
| Idrossido di sodio | Livello 6 / > 480 min            |

| Peso g * | Lunghezza cm * | Spessore mm * |
|----------|----------------|---------------|
| 6,5 g    | 24 cm          | 0,1 0mm       |

\* Taglia M

## Protezione del corpo: guanti

|  |  |                        |                         |                        |                         |        |   |                        |                         |        |   |                        |                         |        |    |                        |                         |
|--|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------|---|------------------------|-------------------------|--------|---|------------------------|-------------------------|--------|----|------------------------|-------------------------|
| <b>Norma e certificazione</b>                          | EN 374-1:2003, EN 420:2003, EN 455, Direttiva 93/42/EEC  |                        |                         |                        |                         |        |   |                        |                         |        |   |                        |                         |        |    |                        |                         |
| <b>Applicazioni</b>                                    | Laboratorio<br>Industria chimica<br>Industria elettronica e montaggio<br>Industria alimentare<br>Sanitario<br>Pulizia<br>Parrucchieri<br>Ispezione e controllo   |                        |                         |                        |                         |        |   |                        |                         |        |   |                        |                         |        |    |                        |                         |
| <b>Conservazione<br/>Immagazzinamento - Scadenza</b>   | Per una corretta conservazione, uscirli dalla confezione quando devono essere utilizzati.<br>5 anni di scadenza dalla data di fabbricazione.   |                        |                         |                        |                         |        |   |                        |                         |        |   |                        |                         |        |    |                        |                         |
| <b>Indicazioni<br/>Utilizzo - Istruzioni per l'uso</b> | Non utilizzare in caso di sensibilità a qualsiasi dei suoi componenti.   |                        |                         |                        |                         |        |   |                        |                         |        |   |                        |                         |        |    |                        |                         |
| <b>Presentazione</b>                                   | <br>Scatola da 100 unità<br>Dimensione: 125 x 320 cm  |                        |                         |                        |                         |        |   |                        |                         |        |   |                        |                         |        |    |                        |                         |
| <b>Codice a barre</b>                                  | <table><tr><td>Taglia</td><td>S</td><td>GTIN-13: 8423173874520</td><td>GTIN-14: 18423173874527</td></tr><tr><td>Taglia</td><td>M</td><td>GTIN-13: 8423173877477</td><td>GTIN-14: 18423173877474</td></tr><tr><td>Taglia</td><td>L</td><td>GTIN-13: 8423173877484</td><td>GTIN-14: 18423173877481</td></tr><tr><td>Taglia</td><td>XL</td><td>GTIN-13: 8423173877491</td><td>GTIN-14: 18423173877498</td></tr></table> | Taglia                 | S                       | GTIN-13: 8423173874520 | GTIN-14: 18423173874527 | Taglia | M | GTIN-13: 8423173877477 | GTIN-14: 18423173877474 | Taglia | L | GTIN-13: 8423173877484 | GTIN-14: 18423173877481 | Taglia | XL | GTIN-13: 8423173877491 | GTIN-14: 18423173877498 |
| Taglia   | S  | GTIN-13: 8423173874520 | GTIN-14: 18423173874527 |                        |                         |        |   |                        |                         |        |   |                        |                         |        |    |                        |                         |
| Taglia   | M  | GTIN-13: 8423173877477 | GTIN-14: 18423173877474 |                        |                         |        |   |                        |                         |        |   |                        |                         |        |    |                        |                         |
| Taglia   | L  | GTIN-13: 8423173877484 | GTIN-14: 18423173877481 |                        |                         |        |   |                        |                         |        |   |                        |                         |        |    |                        |                         |
| Taglia   | XL   | GTIN-13: 8423173877491 | GTIN-14: 18423173877498 |                        |                         |        |   |                        |                         |        |   |                        |                         |        |    |                        |                         |

