



Flacons lave-œil



· Lave-œil de poche



· Douchette urgence



· Lave-œil kit mural



· Lave-œil kit transport

Compléments oculaires

Description et composition :

Solution saline stérile à 0,9 % à utiliser lorsque des produits ou substances sont entrés dans les yeux.

Flacon en polypropylène, un matériau inerte qui permet la conservation optimale de cette solution saline.

900438 - Flacon lave-œil rechargeable : Douchette urgence. Pour être utilisé comme douche d'urgence pour les yeux.

Valve de drainage. Fermeture hermétique

900303 - Flacon lave-œil de poche : Contient 200 ml de solution saline stérile à 0,9 %.

914437 - Flacon lave-œil kit mural : Avec kit mural. Inclut un kit mural et 2 bouteilles d'1 litre de solution saline stérile à 0,9 %.

911797 - Flacon lave-œil kit transport : Avec support spécial pour TRANSPORT et 2 bouteilles d'1 litre de solution saline stérile à 0,9 %.

EN 15154-4:2009 EN 556-1:2001

ISO 17665-1:2006 ISO 14644-1:2015 ISO 17141:2020 ISO 15223-1:2021

Réf.	Produit	Capacité
900438	Flacon lave-œil rechargeable : Douchette urgence	775 cm ³
900303	Flacon lave-œil de poche	200 ml
914437	Flacon lave-œil kit mural	2 bouteilles d'1 litre
911797	Flacon lave-œil kit transport	2 bouteilles d'1 litre
900355	Recharge flacons lave-œil	2 bouteilles d'1 litre

Compléments oculaires

Norme et certification	EN 15154-4:2009 EN 556-1:2001 ISO 17665-1:2006 ISO 14644-1:2015 ISO 17141:2020 ISO 15223-1:2021
Applications	Solution saline stérile à 0,9 % à utiliser lorsque des produits ou substances sont entrés dans les yeux.
Conservation Stockage - Expiration	Il est recommandé de laisser les bouteilles sur les supports spécialement conçus pour elles. La température optimale de stockage est comprise entre 2 et 35 °C. Date d'expiration : voir l'emballage.
Indications Utilisation - Mode d'emploi	Appliquer le produit directement sur les yeux. Étant stérile, il ne leur cause pas de blessure. Le produit présente une ouverture facile. Permet de contrôler parfaitement le débit de solution désiré. Une fois une bouteille ouverte, le contenu doit être utilisé dans les quelques heures qui suivent l'ouverture ou bien jeté.
Présentation	Flacon lave-œil rechargeable : Douchette urgence : Emballage individuel : 1 unité Paquet de 6 unités Flacon lave-œil de poche : Emballage individuel : 1 unité Paquet de 12 unités Flacon lave-œil kit mural : Emballage individuel : 1 unité Paquet de 12 unités Flacon lave-œil kit transport : Emballage individuel : 1 unité Paquet de 12 unités Recharge flacons lave-œil : Emballage individuel : 1 unité Paquet de 12 unités

