



Frascos líquido lavagem de olhos



· Frasco líquido de lavagem de olhos de bolso



· Duche de emergência



· Frasco líquido de lavagem de olhos de parede



· Frasco de líquido de lavagem de transporte

Complementos ocular

Descrição e composição:

Solução salina estéril em 0,9%, para ser utilizada quando um produto ou substância se introduz nos olhos.

Conteinte de polipropileno, material inerte que permite uma ótima conservação de dita solução salina.

900438 - Frasco líquido lavagem de olhos reutilizável: Duche de emergência. Para ser utilizado como duche de emergência para os olhos. Válvula de drenagem. Fecho hermético.

900303 - Frasco líquido de lavagem de olhos de bolso: Contém 200 ml de solução salina estéril em 0,9%.

914437 - Frasco líquido de lavagem de olhos de parede: Com suporte na parede. Composto de suporte na parede e 2 garrafas de 1 litro de solução salina estéril em 0,9%.

911797 - Frasco líquido de lavagem de olhos de transporte: Com suporte especial para TRANSPORTE e 2 garrafas de 1 litro de solução salina estéril em 0,9%.

EN 15154-4:2009 EN 556-1:2001

ISO 17665-1:2006 ISO 14644-1:2015 ISO 17141:2020 ISO 15223-1:2021

Ref.	Produto	Capacidade
900438	Frasco líquido de lavagem de olhos reutilizável: Duche de emergência	775 cm ³
900303	Frasco líquido de lavagem de olhos de bolso	200 ml
914437	Frasco líquido de lavagem de olhos de parede	2 garrafas de 1 litro
911797	Frasco líquido de lavagem de olhos de transporte	2 garrafas de 1 litro
900355	Recarga frasco líquido de lavagem de olhos	2 garrafas de 1 litro

Complementos ocular

Norma e certificação	EN 15154-4:2009 EN 556-1:2001 ISO 17665-1:2006 ISO 14644-1:2015 ISO 17141:2020 ISO 15223-1:2021
Aplicações	Solução salina estéril em 0,9%, para ser utilizada quando um produto ou substância se introduz nos olhos.
Conservação Armazenagem - Caducidade	Recomendamos guardar as garrafas nos suportes especiais desenhados especificamente para este objetivo. A temperatura ótima de armazenamento é 2 - 35 °C. Data de caducidade: Ver embalagem.
Indicações Uso - Modo de utilização	Aplicar o produto diretamente nos olhos. Ao ser estéril não provoca danos nos olhos. O produto apresenta uma abertura fácil. Permite controlar perfeitamente o fluxo de dissolução desejado. Depois de abrir a garrafa, o conteúdo deve ser usado nas horas seguintes à abertura ou descartar o conteúdo.
Apresentação	Frasco líquido de lavagem de olhos reutilizável: Duche de emergência: Embalagem individual: 1 unidade. Embalagem de 6 unidades Frasco líquido de lavagem de olhos de bolso: Embalagem individual: 1 unidade. Embalagem de 12 unidades Frasco líquido de lavagem de olhos de parede: Embalagem individual: 1 unidade. Embalagem de 12 unidades Frasco líquido de lavagem de olhos de transporte: Embalagem individual: 1 unidade. Embalagem de 12 unidades Recarga frasco líquido de lavagem de olhos: Embalagem individual: 1 unidade. Embalagem de 12 unidades

