



# Nitrile sans poudre



## Protection corporelle : gants

### Description et composition :

#### Gants jetables en nitrile, sans poudre et non stériles.

Fabriqués en nitrile couleur bleu de première qualité.

Sans protéine naturel de latex.

Légèrement poudrés à l'intérieur avec de la fécule de maïs pouvant être absorbée.

#### Poignet long avec rebord et texturé au niveau des doigts.


Protection face aux risques chimiques et face aux microorganismes



Pour un usage ambidextre

AQL 1.5

Catégorie III


Couleurs : 

Cat. III

Catégorie III



Texturé au niveau des doigts



Certifié pour en faire un usage sanitaire et alimentaire

Tailles	Réf.	Produit
S	911.510	Gants jetables Nitrile sans poudre (100 unités)
M	911.527	
L	911.528	
XL	911.529	

Produit chimique	Niveau/temps de passage moyen
Hydroxyde de sodium	Niveau 6 / > 480 min
N-Heptanol Niveau	2 / > 30 min

Poids (g)*	Longueur (cm)*	Grosueur (mm)*
3,8	24	0,065

\* Taille M


#### Perméation par produits chimiques :

1.4 Butanediol	Acide acétique 10%
Acide borique saturé	Acide citrique
Acide chlorhydrique 20%	Acide formique (10%)
Acide nitrique 10%	Alcool isopropylique
Bromure d'éthidium	Chlorure de fer
Éthylène glycol	Formaldéhyde (Solution 4%)
Hexane	Glutaraldéhyde (Solution 3%)
Hydroxyde d'ammonium	Hydroxyde de sodium (40%)
Hypochlorite de sodium	Méthacrylate de méthyle

#### Protection face aux substances phytostatiques :

Carmustine (BCNU)	Cisplatine Teva
Cyclophosphamide (Cytosan)	Dacarbazine (DTIC)
Doxorubicine hydrochloride	Étoposide (Toposar)
Fluorouracil APP	Paclitaxel (Taxol)
Thiotepa	

## Protection corporelle : gants

<b>Norme et certification</b>	EN 374-1:2003, EN 420:2003, EN 455, Directive 93/42/EEC																
<b>Applications</b>	Laboratoire Industrie chimique Électronique et montage Alimentation Sanitaire Nettoyage																
<b>Conservation Stockage - Expiration</b>	Pour une conservation adéquate, extraire de la boîte au moment de les utiliser.  Expiration au bout de 5 ans à partir de la fabrication.																
<b>Indications Utilisation - Mode d'emploi</b>	Ne pas utiliser en cas de sensibilité à un de ses composants.																
<b>Présentation</b> 	Boîte de 100 unités Taille : 125 x 320 cm																
<b>Code-barres</b>	<table><tr><td>Taille</td><td>S</td><td>GTIN-13 : 8423173874414</td><td>GTIN-14 : 18423173874411</td></tr><tr><td>Taille</td><td>M</td><td>GTIN-13 : 8423173877507</td><td>GTIN-14 : 18423173877504</td></tr><tr><td>Taille</td><td>L</td><td>GTIN-13 : 8423173877514</td><td>GTIN-14 : 18423173877511</td></tr><tr><td>Taille</td><td>XL</td><td>GTIN-13 : 8423173877521</td><td>GTIN-14 : 18423173877528</td></tr></table>	Taille	S	GTIN-13 : 8423173874414	GTIN-14 : 18423173874411	Taille	M	GTIN-13 : 8423173877507	GTIN-14 : 18423173877504	Taille	L	GTIN-13 : 8423173877514	GTIN-14 : 18423173877511	Taille	XL	GTIN-13 : 8423173877521	GTIN-14 : 18423173877528
Taille	S	GTIN-13 : 8423173874414	GTIN-14 : 18423173874411														
Taille	M	GTIN-13 : 8423173877507	GTIN-14 : 18423173877504														
Taille	L	GTIN-13 : 8423173877514	GTIN-14 : 18423173877511														
Taille	XL	GTIN-13 : 8423173877521	GTIN-14 : 18423173877528														

