



# MEDOP 102 Clínica



## Protección respiratoria: Autofiltrantes

### Descripción y composición:

**Mascarilla de un solo uso para uso higiénico.**

Incorpora clip nasal adaptable.

#### Componentes:

- Poliéster.
- Banda de goma.
- Clip nasal.

**Máximo nivel de uso:** <1xTLV

CE



Goma regulable.



Suave cobertura.



Clip adaptable.

Ref.	Producto
902.342	MEDOP 102 Clínica

Tabla de características	
Carbón Activo	X
Test Dolomita	X
Válvula	X
Sin látex	X
Sin metal	X
Bolsa individual	X
Talla	Única
Peso	4 gr.

## Protección respiratoria: Autofiltrantes

<b>Norma y Certificación</b>	CE
<b>Aplicaciones</b>	<p>Para partículas no tóxicas.</p> <p>Puede ser utilizada con concentraciones de hasta 1xTLV.</p> <p>No debe utilizarse nunca para filtración de gases o vapores.</p> <p>No utilizar en atmósferas con un contenido inferior al 17% de oxígeno en volumen, ni en atmósferas explosivas.</p> <p>USOS: sanitario. Evita la diseminación de partículas y la propagación de enfermedades.</p> <p>Apta también para evitar contagios en epidemias, limpieza de inmuebles o para personas alérgicas en situaciones de riesgo.</p>
<b>Conservación Almacenaje - Caducidad</b>	Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la humedad, la suciedad y el polvo.
<b>Indicaciones Uso - Modo empleo</b>	<p>Desechar la mascarilla después de su empleo. Es de uso único.</p> <p>Desechar la mascarilla si ofrece mucha resistencia a la inhalación.</p>
<b>Presentación</b>	<p>Caja de 50 unidades.</p> <p>Cartón de 200 cajas.</p>
<b>Código de Barras</b>	GTIN-13: 8423173110833 GTIN-14: 88423173110839

