



P1 Sphérique avec soupape



Protection respiratoire : autofiltrants

Description et composition :

Autofiltrant en forme sphérique qui facilite au visage une adaptation optimale. Surface douce aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur : toucher coton.

Matériau à double côté pour une résistance maximale à la chaleur et à l'humidité. Adhérence spéciale antifiltrations sur tout le bord de l'autofiltrant. Clip-on nasal réglable avec de la mousse à l'intérieur.

Double serre-tête à réglage libre en latex. Intègre une soupape d'exhalation pour apporter plus de confort dans les environnements chauds et pour éviter la concentration de chaleur et d'humidité dans le masque.

Niveau maximal d'utilisation : <4 x VLE

FFP1 NR



Coussinet intérieur



Soupape expiratoire



Pince ajustable

Réf.	Produit
911.160	P1 Sphérique avec soupape

Tableau de caractéristiques	
Charbon actif	X
Testé selon les critères dolomite	X
Soupape	✓
Sans latex	✓
Sans métal	X
Sachet individuel	X
Taille	unique
Poids	15 g

Protection respiratoire : autofiltrants

Norme et certification	EN 149:2001 + A1:2009 CE 0086
Applications	Pour les particules non toxiques. Peut être utilisée avec des concentrations allant jusqu'à 1 VLE. Ne doit jamais être utilisée pour le filtrage de gaz ou de vapeurs. Ne pas utiliser dans les environnements dont le contenu est inférieur à 17 % d'oxygène en volume, ni dans les environnements explosifs. Poussières et aérosols inertes non irritants pour les voies respiratoires Valeur limite : >10 mg/m ³ UTILISATIONS : ponçage, ébarbage, polissage, forage. Construction. Allergènes/biologiques : pollen. Agriculture, secteur de l'élevage.
Conservation Stockage - Expiration	Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.
Indications Utilisation - Mode d'emploi	Jeter le masque après utilisation. Il est à usage unique. Jeter le masque s'il est très résistant à l'inhalation.
Présentation	Boîtes de 10 unités Paquet de 12 boîtes
Code-barres	GTIN-13 : 8423173871222 GTIN-14 : 28423173871226

