



# Filtro P2 RD PAD



## Proteção respiratória: filtros

### Descrição e composição:

**Este filtro está fabricado com** materiais filtrantes de última geração: advanced non-wovens fiber.

**Máxima respirabilidade:** desenho de uma câmara de ar para garantir respirabilidades inferiores.

**Está desenhado para oferecer uma excelente proteção contra:** Partículas sólidas e líquidas como pó, fumo e aerossóis, etc.

Este filtro pode ser usado com todas as buconasais Medop com conexão tipo baioneta.


### Nível máximo de uso:

Filtro de partículas: Nível de uso 2: Valor limite 5.000 ppm; 0.5% volume. Entre 10 mg/m<sup>3</sup> e 0,1 mg/m<sup>3</sup> (12 x VLE)

### Reutilizáveis

Passa o teste de dolomita

**Peso:** 13,1 g



Conexão tipo baioneta



Proteção contra:  
partículas



Máxima leveza. Mais de 70% de redução de peso em comparação com filtro com caixa

Ref.	Produto
912086	Filtro P2 baioneta

## Proteção respiratória: filtros

<b>Norma e certificação</b>	EN 143 CE/EN 14387 CE
<b>Aplicações</b>	Desengorduramento, trabalhos com betão, tijolos, pedra e gesso, processamento de fibra de vidro e fibra mineral, acabamento com areia, trituração da madeira, óxido, metais e aço, soldagem, pintura, contacto com mofo, pulverização de pesticidas. Não usar em ambientes com um conteúdo de oxigénio inferior a 19,5% em volume.
<b>Conservação Armazenagem - Caducidade</b>	Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó. A vida dos filtros está devidamente marcada nos mesmos, sendo válida para invólucros sem rasgos. Esta data de caducidade está indicada da seguinte maneira: XX/XXXX (MÊS/ANO)
<b>Indicações Uso - Modo de utilização</b>	Este equipamento filtra o ar contaminado, mas não proporciona oxigénio. Como tal, não deve ser usado quando o conteúdo de oxigénio no ambiente for inferior a 19,5% em volume. Saia imediatamente da zona de trabalho e substitua os filtros se durante o seu uso: - Sente dificuldade em respirar. - Sente náuseas ou vertigens. - Cheira ou nota o sabor a contaminante.
<b>Apresentação</b>	Saco de 2 unidades Caixa de 10 pares Embalagem de 12 caixas Medidas: 140 x 84 mm
<b>Código de barras</b>	GTIN-13: 8423173879709 GTIN-14: 18423173879706

